

INSTRUMENTE UND NAHTMATERIAL

Einweg-Instrumente

ab Seite 144

*Einweg-Instrumente, steril und unsteril, teils aus Metall und Kunststoff,
sterile Ganzmetall-Einweg-Instrumente in OP-Qualität,
sterile Instrumentensets.*

Instrumente

ab Seite 154

*Scheren, Nagelscheren und -zangen, Nagelpflegesets
und -zwicker, Gipsinstrumente, Pinzetten, Fremdkörperzangen,
Nadelhalter, Klemmen, Instrumentensets, Scharfe Löffel, Wundhaken,
Ohrhäkchen, Vaginalspekula, Nasenspekula, Ohrenspritzen, Ringsägen,
Wund- und Blasenspritzen, Spülkanülen, Knopf- und Hohlsonden,
Korn- und Tupferzangen, Einführungs- und Kehlkopfspiegel,
Zecken- und Öl- & Siliconspray.*

Klingen und Griffe

ab Seite 169

*Skalpellschneid- und -griffe, Klingenentferner, Einmalskalpelle, Fadenmesser,
Fadenziehset, Instrumententablets.*

Hautklammergeräte und -entferner

ab Seite 172

*Hautklammergriffe und -magazine (Einweg und wiederverwendbar),
Hautklammerentferner (sterilisierbar und Einweg).*

Nahtmaterial

ab Seite 173

*Nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial,
Nadel-Faden-Kombi in Seide -Ausführung, Resorbierbares Nahtmaterial.*

Hautkleber



ab Seite 177

*In Ein- und Mehrwegausführungen,
Groß- und Einzelverpackungen für Praxis und OP.*

Pflegehinweise

ab Seite 178

Zum richtigen, schonenden Umgang mit chirurgischen Instrumenten!




EINWEG-INSTRUMENTE



Einmal-Scheren – steril

Packung: 25 Stück, einzeln, steril verpackt.

Bestellnummer	Bezeichnung		
22199051	spitz/spitz		
22199052	spitz/stumpf		



Anatomische Pinzette – Standard

STERIL

aus Glanzmetall, Länge: 14,0 cm

Packung: 25 Stück, einzeln, steril verpackt.

Länge	Bestellnummer		
14,0 cm	M10079.14S		



Einmal-Pinzetten – steril

Anatomische Form zum sicheren Erfassen im medizinischen Arbeitsfeld.

Packung: 50 Stück, einzeln, steril verpackt.

Bestellnummer			
H 7301			

Einmal-Pinzetten – unsteril

Packung: 100 Stück.

Bestellnummer			
H 73010			



Instrumente und Nahtmaterial

AESCULAP® SUSI® STERILE EINWEG-INSTRUMENTE

Einfach, zuverlässig, wirtschaftlich
Made by AEsculap®

Einfach

Bei der Entwicklung von SUSI® ist man besonders auf die Anforderungen im Stations- und Ambulanzbereich eingegangen. Mit Susi stehen Ihnen bei jedem Eingriff neue, steril verpackte Instrumente in Aesculap® Qualität zur Verfügung. Spenderboxen sorgen für eine einfache Logistik und gewährleisten bei einer sterilen Haltbarkeit von 5 Jahren eine bedarfsgerechte und flexible Bereitstellung.

Zuverlässig

SUSI® Instrumente sind aus einem glasfaserverstärkten Hochleistungspolymer hergestellt. Dieser Werkstoff steht für hervorragende Präzision und bietet ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, so wie Sie es von einem Aesculap® Instrument gewohnt sind. Selbstverständlich ermöglicht der eingesetzte Werkstoff eine umweltgerechte Entsorgung.

Wirtschaftlich

Sterile SUSI® Instrumente stellen eine wirtschaftliche Alternative zur zeit- und kostenintensiven Aufbereitung von chirurgischen Einzelinstrumenten dar. Aufwendige Aufbereitungsprozesse entfallen. Einfach und preiswert!

Made by Aesculap®

Als Ergebnis aus der langjährigen Instrumenten-Fachkompetenz und einer hochmodernen Fertigungstechnologie, bietet Aesculap mit dem SUSI® Konzept eine innovative Lösung für Station und Ambulanz. Susi ist aufgrund des speziell entwickelten Hochleistungspolymers im täglichen Prozess eindeutig als Einmalinstrument identifizierbar. Dadurch wird ein vom Stationsinstrumentarium ausgehender Korrosionsbefall der im Kreislauf befindlichen chirurgischen Instrumente vermieden. Wie gewohnt stehen Ihnen unsere Aesculap® Ansprechpartner für weitergehende Fragen zum SUSI® Konzept und der daraus resultierenden Prozessoptimierung jederzeit gerne zur Verfügung.

AESCULAP® SUSI® – feine Schere

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
spitz-spitz, gerade	BC110SU	110 mm, 4 3/8"	



AESCULAP® SUSI® – chirurgische Schere

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.


Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
spitz-stumpf, gerade	BC324SU	145 mm, 5 3/4"	




AESCULAP® SUSI® – Präparierschere nach METZENBAUM

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
gebogen	BC606SU	180 mm, 7"	




Instrumente und Nahtmaterial



AESCULAP® SUSI® – anatomische Pinzette

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.


Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
ohne Zähne	BD047SU	145 mm, 5 ¾"	



AESCULAP® SUSI® – anatomische Pinzette nach CUSHING

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.


Bestellnummer	Abmessung	
BD239SU	200 mm, 8"	



AESCULAP® SUSI® – chirurgische Pinzette

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.


Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
1:2 Zähne	BD557SU	145 mm, 5 ¾"	



AESCULAP® SUSI® – chirurgische Pinzette nach WAUGHS

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.


Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
1:2 Zähne	BD671SU	200 mm, 8"	



AESCULAP® SUSI® – feine anatomische Pinzette nach ADSON

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
fein	BD222SU	120 mm, 4 ¾"	



AESCULAP® SUSI® – feine chirurgische Pinzette nach ADSON

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
fein, 1:2 Zähne	BD512SU	120 mm, 4 ¾"	



AESCULAP® SUSI® – Nadelhalter nach MAYO-HEGAR

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.


Bestellnummer	Abmessung		
<i>BM235SU</i>	150 mm, 6"		



AESCULAP® SUSI® – Nadelhalter nach CRILE WOOD

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Bestellnummer	Abmessung		
<i>BM226SU</i>	200 mm, 8"		



AESCULAP® SUSI® – Arterienklemme Typ PEAN

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.


Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
gerade	<i>BH424SU</i>	145 mm, 5 ¾"	



AESCULAP® SUSI® – Arterienklemme nach BIRKETT, gerade

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.


Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
gerade	<i>BH196SU</i>	185 mm, 7 ¼"	



AESCULAP® SUSI® – Arterienklemme nach BIRKETT, gebogen

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
gebogen	<i>BH197SU</i>	185 mm, 7 ¼"	



AESCULAP® SUSI® – Mosquitoklemme nach HALSTED, gerade

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
gerade	<i>BH110SU</i>	125 mm, 4 7/8"	





AESCULAP® SUSI® – Mosquitoklemme nach HALSTED, gebogen

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.


Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
gebogen	BH111SU	125 mm, 4 7/8"	



AESCULAP® SUSI® – Schlauchklemme

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Bestellnummer	Abmessung	
AN915SU	135 mm, 5 5/16"	



AESCULAP® SUSI® – Tupferzange nach GROSS, gerade

Mit Sollbruchstelle.

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
gerade	BF046SU	200 mm, 8"	




AESCULAP® SUSI® – Tupferzange nach GROSS, gebogen

Sperre mit Sollbruchstelle.

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
gebogen	BF047SU	200 mm, 8"	




AESCULAP® SUSI® – Tupferzange

Mit Sollbruchstelle.

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Beschreibung	Bestellnummer	Abmessung	
gebogen	BF059SU	265 mm, 10 1/2"	



AESCULAP® SUSI® – scharfer Löffel rund/oval

Rundes Arbeitsende 7 mm, ovales Arbeitsende 9 x 6 mm.

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Bestellnummer	Abmessung	
FK850SU	215 mm, 8 1/2"	




AESCULAP® SUSI® – Wundhaken nach ROUX

Blattgröße 36 x 20 mm & 20 x 15 mm.

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Bestellnummer	Abmessung	
<i>BT028SU</i>	170 mm, 6 $\frac{3}{4}$ "	



AESCULAP® SUSI® – Wundspreizer nach WEITLANER

Halbscharf, 3:4 Zähne

Packung: 20 Stück, einzeln, steril verpackt im Spenderkarton.

Bestellnummer	Abmessung	
<i>BV067SU</i>	130 mm, 5 $\frac{1}{8}$ "	



Sterile Einweginstrumente aus Stahl – Basic Set Fine

Europäische Topqualität, hochwertig verarbeitet, als Einweginstrument am Griff farblich – rot- gekennzeichnet.

Inhalt:

- 1 Präparierschere nach Metzenbaum 14 cm
- 1 anatomische Pinzette nach Adson 12 cm
- 1 chirurgische Pinzette nach Adson 12 cm
- 1 Mosquitoklemme gebogen 14 cm
- 1 Nadelhalter nach Mayo Nadelhalter 12 cm
- 5 Tupfer Ø 30 mm

Packung: 50 Set, Set für Set steril verpackt, Einzel-Setabgabe möglich.

Bestellnummer	
<i>29839</i>	




STERILE EINWEG-INSTRUMENTE IN GANZMETALL

**Top-Qualität, hochwertige chirurgische Instrumente.
Alle angeführten, sterilen Einweg-Instrumente
sind einzeln, steril verpackt.**



Iris Schere – gerade

Länge	Bestellnummer
11,5 cm	<i>MI0077.12S</i>



Chirurgische Schere – stumpf/stumpf

Länge	Bestellnummer
14,0 cm	<i>MI0090.14S</i>



Chirurgische Schere – spitz/stumpf

Länge	Bestellnummer
14,0 cm	<i>MI0074.14S</i>



Chirurgische Schere – spitz/spitz

Länge	Bestellnummer
14,0 cm	<i>MI0075.14S</i>



Ligatur Schere

Länge	Bestellnummer
13,0 cm	<i>MI0012.13S</i>



Verbandschere nach LISTER – kniegebogen

Länge	Bestellnummer
14,0 cm	<i>MI0091.14S</i>




Instrumente und Nahtmaterial

Mayo Schere – gerade

Länge	Bestellnummer
14,0 cm	<i>MI0009.14</i>


Mayo Schere – gebogen

Länge	Bestellnummer
17,0 cm	<i>MI0010.17</i>



Metzenbaum Schere – gerade

Länge	Bestellnummer
15,0 cm	<i>MI0023.15</i>




Anatomische Pinzette – standard

STERIL


aus Glanzmetall, Länge: 14,0 cm
Packung: 25 Stück, einzeln, steril verpackt.

Länge	Bestellnummer
14,0 cm	<i>MI0079.14S</i>




Chirurgische Pinzette – standard

Länge	Bestellnummer
14,0 cm	<i>MI0083.14S</i>




Anatomische Pinzette nach ADSO

Länge	Bestellnummer
12,0 cm	<i>MI0080.12S</i>




Chirurgische Pinzette nach ADSO

Länge	Bestellnummer
12,0 cm	<i>MI0081.12S</i>




Instrumente und Nahtmaterial




Chirurgische Pinzette nach ADSON-MICRO

Länge	Bestellnummer
12,0 cm	<i>MI0082.12S</i>




Feine anatomische Splitterpinzette nach FEILCHENFELD

Länge	Bestellnummer
11,0 cm	<i>MI0084.11S</i>



Nadelhalter nach MAYO-HEGAR

Länge	Bestellnummer
15,0 cm	<i>MI0086.15S</i>



Nadelhalter nach BAUMGARTNER

Länge	Bestellnummer
14,0 cm	<i>MI0011.15S</i>



Arterienklemme-gerade nach HALSTED-MOSQUITO

Länge	Bestellnummer
12,0 cm	<i>MI0092.12S</i>

Arterienklemme-gebogen nach HALSTED-MOSQUITO

Länge	Bestellnummer
14,0 cm	<i>MI0016.14CS</i>



Arterienklemme Typ ROCHESTER-PEAN

Länge	Bestellnummer
14,0 cm	<i>MI0087.14CS</i>



Fadenziehset – steril

Das sterile Set besteht aus 3 Mullkompressen 5 x 5 cm, 8-fach gelegt, 1 Pinzette, 1 Fadenmesser lang in Aluminium eingesiegelt, weiterverpackt in Verpackungsschale zur Aufnahme von Desinfektionsmittellösung, sowie zum Ablegen gezogener Fäden. Tiefziehpackung, in sterilem Tuch eingeschlagen.

Packung: 10 Sets.

Bestellnummer
<i>696355</i>



Sterile Instrumentensets mit Einweginstrumenten aus Stahl. Einweginstrumente sind als solche farblich am Griff gekennzeichnet.

Fadenziehset

- 1 Einweg-Pinzette anatomisch, 12,0 cm nach Adson
- 1 Einweg-Fadenmesser 6,5 cm
- 2 Mullkompressen 5,0 x 5,0 cm, 8-fach gelegt

Bestellnummer	
29749	



Nahtset-fein

- 1 Einweg-Pinzette anatomisch, 12,0 cm nach Adson
- 1 Einweg-Nadelhalter nach Mayo, 14,0 cm
- 1 Einweg-Schere chirurgisch, 14,0 cm
- 1 Lochtuch 50 x 60 cm
- 5 Kugeltupfer 30 mm
- 5 Vliesstoffkompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-lagig

Bestellnummer	
S29750	



Wundset „Basic fine“

- 1 Einweg-Pinzette anatomisch, 12,0 cm nach Adson
- 1 Einweg-Pinzette chirurgisch, 12,0 cm nach Adson
- 1 Einweg-Nadelhalter nach Mayo, 14,0 cm
- 1 Einweg-Präparierschere nach Metzenbaum, 14,0 cm, gebogen
- 1 Einweg-Mosquitoklemme nach Halsted, 14,0 cm, gebogen
- 5 Kugeltupfer 30 mm

Bestellnummer	
S29839	



Instrumente und Nahtmaterial

INSTRUMENTE



Chirurgische Scheren


ST-Qualität – gerade, Länge 14,5 cm

Bezeichnung	Bestellnummer
spitz/spitz	<i>WSC 140</i>
spitz/stumpf	<i>WSC 142</i>
stumpf/stumpf	<i>WSC 144</i>



TC-Qualität – gerade, Länge 14,5 cm

Bezeichnung	Bestellnummer
spitz/spitz	<i>WSC 140 TC</i>
spitz/stumpf	<i>WSC 142 TC</i>
stumpf/stumpf	<i>WSC 144 TC</i>



ST-Qualität – gebogen, Länge 14,5 cm

Bezeichnung	Bestellnummer
spitz/spitz	<i>WSC 141</i>
spitz/stumpf	<i>WSC 143</i>
stumpf/stumpf	<i>WSC 145</i>



TC-Qualität – gebogen, Länge 14,5 cm

Bezeichnung	Bestellnummer
spitz/spitz	<i>WSC 141 TC</i>
spitz/stumpf	<i>WSC 143 TC</i>
stumpf/stumpf	<i>WSC 145 TC</i>



Feine Scheren („Irisschere“)

ST-Qualität

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
gerade	<i>WSF 090</i>	9,0 cm
gebogen	<i>WSF 091</i>	9,0 cm
gerade	<i>WSF 110</i>	11,5 cm
gebogen	<i>WSF 111</i>	11,5 cm
gerade	<i>WSF 130</i>	13,0 cm
gebogen	<i>WSF 131</i>	13,0 cm

TC-Qualität

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
gerade	<i>WSF 110 TC</i>	11,5 cm
gebogen	<i>WSF 111 TC</i>	11,5 cm

Was bedeutet ST- bzw. TC-Qualität?

ST-Qualität:

Instrumente in bewährter Standard-OP-Qualität.

TC-Qualität:

Am einfachsten wird dieser gängige Fachbegriff für *hochqualitative OP-Instrumente* – meist in Verbindung mit mehrjähriger Garantie – umschrieben. Diese Instrumente unterscheiden sich von normalen Edelstahl-OP-Instrumenten durch eine *Hartmetalleinlage* aus „*Tungsten Carbide*“, bei uns besser bekannt als Wolfram-Kohlenstoff.

Diese verlängert, bei sachgerechter Anwendung und Pflege, die Arbeitsqualität und vor allem die Lebensdauer des Instruments. Die meist damit verbundene *Goldfärbung der Griffe* bzw. des Instrumentenendes *stellt lediglich eine optische Kennzeichnung dieser Qualität* dar und hat keine weitere (werthebende) Bedeutung.



Präparierscheren nach METZENBAUM

TC-Qualität

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
gerade	<i>WSF 140 TC</i>	14,5 cm
gebogen	<i>WSF 141 TC</i>	14,5 cm
gerade	<i>WSF 180 TC</i>	18,0 cm
gebogen	<i>WSF 181 TC</i>	18,0 cm
gerade	<i>WSF 230 TC</i>	23,0 cm
gebogen	<i>WSF 231 TC</i>	23,0 cm



Präparierscheren nach MAYO

TC-Qualität

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
gerade	<i>WSF 142 TC</i>	14,0 cm
gebogen	<i>WSF 143 TC</i>	14,0 cm
gerade	<i>WSF 170 TC</i>	17,0 cm
gebogen	<i>WSF 171 TC</i>	17,0 cm

Präparierschere in OP-Qualität auf Anfrage!!!



Ligaturscheren

ST-Qualität

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
Spencer-gerade	<i>WSL 090</i>	9,0 cm
Spencer-gerade	<i>WSL 120</i>	11,0 cm
Spencer-gebogen	<i>WSL 121</i>	12,0 cm
Spencer-gebogen	<i>WSL 122</i>	14,0 cm
Northbent-gerade	<i>WSL 140</i>	14,0 cm



Verbandscheren nach LISTER

ST-Qualität

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
kniegebogen	<i>WSV 110</i>	11,5 cm
kniegebogen	<i>WSV 140</i>	14,0 cm
kniegebogen	<i>WSV 160</i>	16,0 cm
kniegebogen	<i>WSV 180</i>	18,0 cm
kniegebogen	<i>WSV 200</i>	20,0 cm

Verbandschere nach Lister in TC-Qualität auf Anfrage!!!



Verbandstoff-Zuschneidescheren

Länge	Bestellnummer
20,0 cm	<i>WSV 201</i>
25,0 cm	<i>WSV 250</i>
30,0 cm	<i>WSV 310</i>





Universalschere mit färbigen Griff

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge	Griff
stumpf	<i>WSU 140S</i>	14,0 cm	schwarz
stumpf	<i>WSU 140G</i>	14,0 cm	grün
stumpf	<i>WSU 140GE</i>	14,0 cm	gelb
stumpf	<i>WSU 140R</i>	14,0 cm	rot
stumpf	<i>WSU 140B</i>	14,0 cm	blau

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge	Griff
stumpf	<i>WSU 190</i>	19,0 cm	schwarz
stumpf	<i>WSU 190G</i>	19,0 cm	grün
stumpf	<i>WSU 190GE</i>	19,0 cm	gelb
stumpf	<i>WSU 190R</i>	19,0 cm	rot
stumpf	<i>WSU 190B</i>	19,0 cm	blau



Kleiderschere stark

Mit Feder und Sperre.

Länge	Bestellnummer
20,5 cm	<i>WSKL 205</i>



Kleider- und Verbandsschere „Lister excentric“

Spezielle Ausführung mit einseitiger Micro-Verzahnung.

Länge	Bestellnummer
16,0 cm	<i>WSKL 160</i>



NAGELSCHEREN & -ZANGEN

Nagelschere Standard

ST-Qualität

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
gerade	<i>WSN 090</i>	9,0 cm
gerade	<i>WSN 100</i>	10,0 cm
gebogen	<i>WSN 101</i>	10,5 cm



Nagelschere fein

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
gebogen	<i>WSN 095</i>	9,0 cm



Nagelschere kräftig

Kurzes, starkes Maul, für dicke (Zehen-) Nägel.

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
gerade	<i>WSN 110</i>	11,0 cm




Nagelschere kräftig, mod. „Krone“

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
gebogen	<i>WSN 112</i>	11,0 cm



Nagelzange

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
Blattfeder ohne Sperre	<i>WSN 120 Z</i>	12,5 cm
Blattfeder und Sperre	<i>WSN 132 Z</i>	13,5 cm
Pufferfeder und Sperre	<i>WSN 130 Z</i>	13,5 cm



Nagelzange

Extra starkes Modell mit Übersetzung.

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
Pufferfeder & Sperre	<i>WSN 150 Z</i>	15,0 cm



Instrumente und Nahtmaterial



Kopfschneidezange


Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
Blattfeder & Sperre	WSN 140 K	14,0 cm
Pufferfeder & Sperre extra starkes Modell mit Übersetzung	WSN 150 K	15,5 cm



Eckenzange

Mit Blattfeder, sehr fein, lange Schneide.

Länge Schneide	Bestellnummer	Zangenlänge
15 mm	WZA 110	10,0 cm



Hautzange

Mit Blattfeder, schmale Bauweise für Arbeiten direkt am Nagelfalz.

Länge Schneide	Bestellnummer	Zangenlänge
5 mm	WZA 100	10,0 cm



Nagelspaltzange

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
Spitz/spitz	WSN 115Z	11,5 cm



Nagelausreisszange nach Radolf

Länge	Bestellnummer
13,5 cm	WZA 135



Nagelpflegeset KÄB

5-teilig im exklusiven Lederetui
Inhalt: Kosmetik- / Cilienpinzette 65 mm, Nagelschere fein geb. 90 mm, Nagelfeile sichelförmig 100 mm, Eck-Nagelzwicker schräg 70 mm, Nagelzwicker gerade / breit 80/14 mm. Einzeln kartonverpackt.

Abmessung	Bestellnummer
12,0 x 7,5 cm	WKO NS1



Nagelzwicker

Länge	Bestellnummer
8,0 cm	WSN080Z
5,5 cm	WKO 055




GIPSINSTRUMENTE

Gipsschere gebogen

Stumpf-stumpf, einseitig grob gezahnt, für kleine Gipsverbände.

Länge	Bestellnummer
16,0 cm	WGS 160



Gipsschere nach Bruns


Bezeichnung	Bestellnummer	Länge
Glatt	WGI 235	23,5 cm
Gezahnt	WGI 236	23,5 cm



Gipsschere kräftig

Spitz-stumpfes Maul, glatt, ergonomischer Griff mit Blattfeder.


Länge	Bestellnummer
23,0 cm	WGSS 230



HEBU Cast Cutter


Spitzes Maul, leicht gezahnt, Gipsschere speziell für Kunststoff-Stützverbände.

Länge	Bestellnummer
18,0 cm	HB 1992 C



Gipsabreisszange Typ Wolf

Länge	Bestellnummer
18,0 cm	WGI 180
24,0 cm	WGI 241




Gipsabspreizer nach Henning

Länge	Bestellnummer
27,0 cm	WGI 270



PINZETTEN



„Standard“

Beschreibt die normale, etwas breitere Ausführung, Spitze ca. 3,5 mm breit.

„Mittelbreit“

Beschreibt die etwas schmalere Ausführung, Spitze ca. 2,9 mm breit.

„Fein“

Als „feine“ Pinzetten werden spitz zulaufende, anatomische oder chirurgische Splitter- oder Mikroskopierpinzetten der verschiedensten Typen (Adson, Feilchenfeld etc.) bezeichnet.




Anatomische Pinzetten

OP-Qualität/Standard-Ausführung. Gerade, geriefte Maulfläche.

Länge	Bestellnummer
11,5 cm	WPA 115 S
13,0 cm	WPA 130 S
14,5 cm	WPA 145 S
16,0 cm	WPA 160 S
18,0 cm	WPA 180 S

OP-Qualität/Mittelbreite-Ausführung. Gerade, geriefte Maulfläche.

Länge	Bestellnummer
11,5 cm	WPA 115 M
13,0 cm	WPA 130 M
14,5 cm	WPA 145 M
16,0 cm	WPA 160 M
18,0 cm	WPA 180 M



Chirurgische Pinzetten

OP-Qualität/Standard-Ausführung. 1:2 Zähne, gerade.

Länge	Bestellnummer
11,5 cm	WPC 115 S
13,0 cm	WPC 130 S
14,5 cm	WPC 145 S
16,0 cm	WPC 160 S
18,0 cm	WPC 180 S

OP-Qualität/Mittelbreite-Ausführung. 1:2 Zähne, gerade.

Länge	Bestellnummer
11,5 cm	WPC 115 M
13,0 cm	WPC 130 M
14,5 cm	WPC 145 M
16,0 cm	WPC 160 M
18,0 cm	WPC 180 M


2:3 Zähne

Länge	Bestellnummer
13,0 cm	WPC 130 S2
14,5 cm	WPC 145 S2



Splitterpinzette nach FEILCHENFELD

Länge	Bestellnummer	
8,0 cm	WPS 080	
9,0 cm	WPS 090	
11,5 cm	WPS 115	




Splitterpinzette nach ADSON

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
12,0 cm	WPF 120 C	chirurgisch 1:2 Zähne, fein
12,0 cm	WPF 120 A	anatomisch, fein
15,0 cm	WPF 150 A	anatomisch, fein
15,0 cm	WPF 150 C	chirurgisch 1:2 Zähne, fein



Feine Pinzette Typ MICRO-ADSON

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
12,0 cm	WPF 121 A	anatomisch
12,0 cm	WPF 121 C	chirurgisch 1:2 Zähne



Feine chirurgische Pinzette nach BISHOP-HARMON

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
8,5 cm	WPF 085 C	gelochte Griffseite, 1:2 Zähne



Feine chirurgische Pinzette nach ELSCHNIG

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
11,0 cm	WPFE 110 C	Schnabelf. Spitze, 1:2 Zähne




Splitterpinzette/Mikroskopierpinzette

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
9,0 cm	WPM 090 A	anatomisch, fein
11,5 cm	WPM 115 A	anatomisch, fein
13,0 cm	WPF 130 A	anatomisch, fein
9,0 cm	WPM 091 A	gebogen, anatomisch, fein
11,5 cm	WPM 116 A	gebogen, anatomisch, fein
13,0 cm	WPF 131 A	gebogen, anatomisch, fein



Micro-Pinzette

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
11,5 cm	WPMI 120 A	anatomisch, leicht gebogen






Cilienpinzette

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
8,5 cm	WPD 090	gerade, abgeschrägtes Maul



Chirurgische Pinzetten nach GRÄFFE

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
11,0 cm	WPD 110 SP	mit Sperre
11,0 cm	WPD 110 OS	ohne Sperre



Pinzetten nach LUCAE

Bajonettförmig.

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
14,0 cm	WPLU 140 A	anatomisch
14,0 cm	WPLU 140 C	gebogen, chirurgisch 1:2 Zähne



Pinzette nach TROELTSCH

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
11,5 cm	WPC 115 K	kniegebogen, chirurgisch 1:2
12,0 cm	WPA 120 K	kniegebogen, anatomisch



Pinzette mit Lupe

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
9,0 cm	WPL 090 A	anatomisch, fein
13,0 cm	WPL 130	gerade



Fremdkörperzange nach HARTMANN

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
8,0 cm	WZA 081	anatomisch 1 x 8 mm



Augenfremdkörperzange

Mit Magnet.

Bezeichnung	Bestellnummer	
mit Schlinge	50006	
mit Schlinge & Lupe	50007	




NADELHALTER

Nadelhalter nach MAYO-HEGAR


ST-Qualität

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
14,0 cm	<i>WNH 140 MH</i>	mit Sperre
16,0 cm	<i>WNH 160</i>	mit Sperre
18,0 cm	<i>WNH 180</i>	mit Sperre



TC-Qualität – mit Hartmetalleinlage.

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
14,0 cm	<i>WNH 140 TCMH</i>	mit Sperre
16,0 cm	<i>WNH 160 TC</i>	mit Sperre
18,0 cm	<i>WNH 180 TC</i>	mit Sperre




Nadelhalter nach MATHIEU

ST-Qualität

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
14,0 cm	<i>WNH 140</i>	mit Sperre

TC-Qualität – mit Hartmetalleinlage.

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
14,0 cm	<i>WNH 140 TC</i>	mit Sperre
17,0 cm	<i>WNH 170 TC</i>	mit Sperre



Nadelhalter nach HEGAR-OHLSSEN

TC-Qualität – mit Schere und Hartmetalleinlage.

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
14,5 cm	<i>WNH 145 TC</i>	Schere und Sperre
16,5 cm	<i>WNH 165 TC</i>	Schere und Sperre



Nadelhalter nach CRILE-WOOD

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
15,0 cm	<i>WNCW 150</i>	feines Model, mit Sperre




Nadelhalter nach CRILE

Standardmodell

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
15,0 cm	<i>WNCW 151</i>	mit Sperre




KLEMMEN



Arterienklemmen

Bezeichnung	Bestellnummer	Typ	Länge
Pean	WKL 142	gerade, anatomisch	14,5 cm
Rochester-Pean	WKL 160	gerade, anatomisch	16,0 cm
Spencer-Wels	WKL 180	gerade, anatomisch	18,0 cm
Pean	WKL 145	gebogen, anatomisch	14,5 cm
Rochester-Pean	WKL 161	gebogen, anatomisch	16,0 cm



Arterienklemmen fein, MICRO-HALSTED

Bezeichnung	Bestellnummer	Typ	Länge
anato. mit Sperre	WKL 120	gerades Modell	12,5 cm
anato. mit Sperre	WKL 125	gebogenes Modell	12,5 cm
chirur. 1:2 mit Sperre	WKMC 120	gerades Modell	12,5 cm
chirur. 1:2 mit Sperre	WKMC 125	gebogenes Modell	12,5 cm



Universalklemme Typ PEAN

Autoklavierbar, unsteril aus glasfaserverstärktem Polyamid, kräftiges Modell, arretierbar.
Packung: 50 Stück, Farbe: grün.

Bestellnummer
H 71800



Universalklemme Typ KOCHER

Die gezahnte Spitze eignet sich als Tupferhalter, der anschließende Teil ist für das sichere Abklemmen von Kathetern und Sonden geeignet, besonders preiswert.

Packung: 250 Stück, Farbe: blau.

Bestellnummer
F5 0304

DIVERSE INSTRUMENTE



Instrumenten-Set komplett im Leinenetui

1 Nadelhalter	14,0 cm
1 chir. Schere, gerade, sp./st.	14,5 cm
1 Fadenschere, gerade, sp./sp.	11,0 cm
1 chir. Schere, geb., sp./st.	14,5 cm
1 Feilchenfeldpinzette, sp./sp.	11,5 cm
1 Peanklemme gerieft,	12,0 cm
Je 1 x Skalpellgriff	Gr. 3+4
1 chir. Pinzette 1:2 Zähne	14,5 cm
1 anat. Pinzette gerieft	14,5 cm


Bezeichnung	Bestellnummer
Instrumenten-Set	i 5006



Scharfe Löffel nach VOLKMANN

Ovale Löffelform, Hohlgriff, Messing verchromt - einfach.


Bezeichnung	Bestellnummer	Abmessung Ø
Figur 0000	WLE 400	2,8 mm
Figur 000	WLE 300	3,6 mm
Figur 00	WLE 200	4,4 mm
Figur 0	WLE 100	5,2 mm
Figur 1	WLE 111	6,8 mm
Figur 2	WLE 222	8,5 mm
Figur 3	WLE 333	10,0 mm
Figur 4	WLE 444	11,5 mm



Scharfe Löffel nach WILLIGER

Ovale Löffelform, beidseitige Ausführung.

Bezeichnung	Bestellnummer	Abmessung Ø außen Mitte
Figur 00 + 0	WLD 000	2,5 / 3,0 mm
Figur 0 + 1	WLD 001	3,0 / 3,5 mm
Figur 1 + 2	WLD 102	3,5 / 4,5 mm




Wundhaken

Weite Biegung, Länge 16,5 cm.

Bezeichnung	Bestellnummer
1 Zinken scharf	WHA 160
1 Zinken stumpf	WHA 161
2 Zinken scharf	WHA 162
2 Zinken stumpf	WHA 163
4 Zinken scharf	WHA 164
4 Zinken stumpf	WHA 165

Enge Biegung, Länge 16,5 cm.

Bezeichnung	Bestellnummer
1 Zinken scharf	WHA 166
1 Zinken stumpf	WHA 167
2 Zinken scharf	WHA 168
2 Zinken stumpf	WHA 169
4 Zinken scharf	WHA 170
4 Zinken stumpf	WHA 171



Wundhaken breit

Länge	Bestellnummer	Abmessung
16,0 cm	WHA 159	1,0 x 1,3 cm



Ohrhäckchen nach BUCK

Länge	Bestellnummer
14,0 cm	WD 296





Cusco-Spekulum Edelstahl


Abmessung	Bestellnummer	Größe
7,5 x 1,7 cm	WDS 075	Klein/Jungfrauenmodell/
8,0 x 3,2 cm	WDS 080	Mittel
11,5 x 3,7 cm	WDS 110	Groß



Vaginalspekulum Typ Cusco, Schweizer Modell

Spezielle Ausführung: lang und schmal.

Abmessung	Bestellnummer	Größe
9,2 x 2,3 - 2,5 cm	WVSC 092 CH	S
10,0 x 2,5 - 2,7 cm	WVSC 100 CH	M
11,0 x 2,7 - 3,0 cm	WVSC 110 CH	L




Einmal-Vaginalspekulum

Aus glasklarem Polystyrol. Mit drehbarem, elastischem Feststeller.

Kein unangenehmes Geräusch mehr durch Rasterverschluss.


Packung: 25 Stück, einzeln im Beutel verpackt, in der Spenderbox.

Abmessung Ø	Bestellnummer	Größe
2,6 cm	I580103	M



Nasenspekulum nach HARTMANN-HALLE

Länge	Bestellnummer	Größe
15,5 cm	WDS 155	Klein
15,5 cm	WDS 156	Mittel
15,5 cm	WDS 157	Groß



Ohrenspritze nach ALEXANDER

Ganzmetall, mit 2 Ohroliven inklusive.

Inhalt	Bestellnummer	Größe
75 ml	WDD 0S7	Klein
100 ml	WDD 0S1	Groß



Fingerringsäge

Edelstahl, Sägeblatt Ø 30 mm.

Bestellnummer
WDD FS

Ersatzsägeblätter für Fingerringsäge

Bestellnummer
WFRB 050



BD PLASTIPAK™ Wund- und Blasenspritzen

Sehr hohe Dichtigkeit durch fest schließenden doppelten Dichtungsring, leichtes und gleichmäßiges Gleiten des Spritzenkolbens, zentrierter Katheteransatz.
Einzel steril verpackt.



Größe	Bestellnummer	Inhalt	Luer-Adapter	
50 ml	300867	60 Stk.	ohne	
100 ml	300605	25 Stk.	mit	



CHIRANA® Wund- und Blasenspritzen


Einzel steril verpackt.

Größe	Bestellnummer	Pkg./Karton	Luer-Adapter	
50 ml	CH03050C	16/240 Stk.	ohne	
50 ml	CH03050CLA	50/450 Stk.	mit	
100 ml	CH03100C-3	25/200 Stk.	mit	




Spülkanüle Killian

Abmessung Ø	Bestellnummer	Länge
3,0 mm	4634103	14,0 cm



Knopfsonde

Ø	Bestellnummer	Länge
1,5 mm	WSO 141	14,0 cm
2,0 mm	WSO 142	14,0 cm
1,5 mm	WSO 161	16,0 cm
2,0 mm	WSO 162	16,0 cm



Hohlsonde mit Knopf

Ø	Bestellnummer	Länge
3,3 mm	WSO 153	15,0 cm



Nasentamponzange


Länge	Bestellnummer
12,0 cm	WZA 121




Korn- & Tupferzangen

Mit Sperre.


Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
18,0 cm	WTZG 180	nach Gross, gerade
18,0 cm	WTZG 181	nach Gross, gebogen
20,0 cm	WTZG 200	nach Gross, gerade
20,0 cm	WTZG 202	nach Gross, gebogen
22,0 cm	WTZU 220	nach Ulrich, gerade
22,0 cm	WTZU 221	nach Ulrich, gebogen
26,5 cm	WTZU 266	nach Ulrich, gerade
26,5 cm	WTZU 265	nach Maier, gerade
26,5 cm	WTZU 264	nach Maier, gebogen






Kornzange mit Ständer

Länge	Bestellnummer	Bezeichnung
25,0 cm	WZA 251	mit Kappe




Einführungszange nach MAGILL

Länge	Bestellnummer
15,0 cm	WZA 150
20,0 cm	WZA 201
25,0 cm	WZA 250



Kehlkopfspiegel

Bezeichnung	Bestellnummer	Länge	Ø
mit Griff	WDD MSG20	18,0 cm	20,0 mm
Ersatzspiegel	WDD MSE12	18,0 cm	12,0 mm
Ersatzspiegel	WDD MSE14	18,0 cm	14,0 mm
Sechskantgriff	WDDMS GRIFF	11,0 cm	



Zeckenzange

Aus Metall mit Feder und Halter.


Länge	Bestellnummer
8,0 cm	WZA 080



Zeckenzange

Langes Modell.

Länge	Bestellnummer
13,0 cm	WZZA 130



Ölspray

Korrosionsschutz und beste Scharnier-Schmierwirkung, auch nach Dampf- und Heißluft-Sterilisation bis 200 °C.
Inhalt: 400 ml flüssiges Paraffin, FCKW-frei.

Bestellnummer
171010



Medispray Silicon-Spray

Wirtschaftlich, ergiebig, preiswert. Für Katheter und Instrumente, soweit Silikone zugelassen sind. FCKW-frei.

Inhalt	Bestellnummer
500 ml	1710

**REFLEXHÄMMER siehe
Kapitel 8 DIAGNOSTIK, Seite 407.**




KLINGEN UND GRIFFE

Skalpellklingen

Einzeln steril in Alu-Blister eingepackt. **Packung: 100 Stück.**

Größe	Bestellnummer
Figur 10	WSKL 10
Figur 11	WSKL 11
Figur 12	WSKL 12
Figur 15	WSKL 15
Figur 18	WSKL 18
Figur 19	WSKL 19
Figur 20	WSKL 20
Figur 21	WSKL 21
Figur 22	WSKL 22
Figur 23	WSKL 23
Figur 24	WSKL 24
Figur 25	I10825



Nr. 10 - 15 auf Skalpellgriff Nr. 3

Nr. 18 - 25 auf Skalpellgriff Nr. 4

Skalpellgriffe


Größe	Bestellnummer	Beschreibung
Griff Nr. 3	WDD GR 3	für Skalpellklingen bis Fig. 15
Griff Nr. 4	WDD GR 4	für Skalpellklingen ab Fig. 18



Skalpellzange

Zum schnellen und sicheren Entfernen von Skalpellklingen!

Bestellnummer
WSKZ01




SWANN MORTON® Klingen-Entferner

Schützt sie vor Verletzungen beim Abnehmen gebrauchter Klingen vom Griff.
Passt auf Handgriffe Nr. 3 und Nr. 4.

Packung: 100 Stück, unsteril.

Bestellnummer
I10003





Carbon Steel Einmalskalpelle

Sterile Superqualität mit mikrofeinem Schliff, gehärtete Edelstahlklinge, kombiniertes Alu-/Kunststoff-Peel Pack. **Packung: 10 Stück.**

Größe	Bestellnummer
Figur 10	BA 210
Figur 11	BA 211
Figur 12	BA 212
Figur 15	BA 215
Figur 18	BA 218
Figur 19	BA 219
Figur 20	BA 220
Figur 21	BA 221
Figur 22	BA 222
Figur 23	BA 223
Figur 24	BA 224



Sicherheitsskalpelle

SAFETY

Mit patentiertem Schiebeprotector ausgestattet, welcher vor und nach dem Einsatz die Klinge sicher abdeckt. Einzeln steril verpackt, Edelstahlklinge, im Blister verpackt, farbcodiert. Auch als Stitchcutter zu verwenden. **Packung: 10 Stück.**

Größe	Bestellnummer
Figur 10	I 19910
Figur 11	I 19911
Figur 15	I 19915




AESCULAP Sicherheitsskalpelle

SAFETY

Packung: 10 Stück.

Größe	Bestellnummer
Figur 10	BA 810 SU
Figur 11	BA 811 SU
Figur 12	BA 812 SU
Figur 13	BA 813 SU
Figur 15	BA 815 SU
Figur 15-1	BA 815-1 SU
Figur 15-C	BA 815-CSU
Figur 18	BA 818 SU
Figur 19	BA 819 SU
Figur 20	BA 820 SU
Figur 21	BA 821 SU
Figur 22	BA 822 SU
Figur 23	BA 823 SU
Figur 24	BA 824 SU
Figur 25	BA 825 SU
Figur 36	BA 836 SU

Ab 3 Packungen sortiert



Stitch Cutter Fadenmesser

Ohne Skalpellgriff verwendbar. **Packung: 100 Stück**, einzeln steril verpackt.

Bezeichnung	Bestellnummer	Abmessung
Edelstahl	I10503	lang, ca. 11,0 cm
Carbonstahl	BB500	kurz, ca. 6,5 cm



Instrumente und Nahtmaterial

Fadenziehset – steril

Das sterile Set besteht aus 3 Mullkompressen 5 x 5 cm, 8-fach gelegt, 1 Pinzette, 1 Fadenmesser lang in Aluminium eingesiegelt, weiterverpackt in Verpackungsschale zur Aufnahme von Desinfektionsmittellösung, sowie zum Ablegen gezogener Fäden. Tiefziehpackung, in sterilem Tuch eingeschlagen.

Packung: 10 Sets.



Bestellnummer

696355

Instrumententabletts

Flache Form, aus weißem Melamin, hitzebeständig und kochfest.

L x B x H	Bestellnummer
19 x 15 x 1,7 cm	I 81302
21 x 18 x 1,7 cm	I 81304
27 x 21 x 1,7 cm	I 81308



Instrumente und Nahtmaterial

HAUTKLAMMERGERÄTE & -ENTFERNER



MANIPLER® AZ

Leichtes, handliches Einweg-Hautklammergerät und Klammerentferner.

Gerät inkl. 35 Klammern, Packung: 6 Stück

Bestellnummer	
783100	



Hautklammergerät Appose™

Das EINWEG-Hautklammergerät setzt bei jedem Auslösen eine Klammer.

Diese durchdringt zuerst die Haut und wird dann geformt, somit wird das Gewebe zusammengehalten.

Klammerdurchmesser: 0,5 mm.

Gerät inkl. 35 Klammern, komplett steril verpackt.

Bezeichnung	Bestellnummer	Abmessung (Klammer)
Appose™ ULC 35	8886803512	5,7 x 3,8 mm



3M Hautklammergerät Precise™ DS

Hautklammergerät – klein, Einweggriff.

Packung: 12 Stück

Bezeichnung	Bestellnummer	
5 Klammern	2590	
15 Klammern	2DS15	



Leukoclip® SD

Hautklammergerät für den schnellen Wundverschluss mit wiedersterilisierbarem Handgriff und auswechselbaren Magazinen – steril.

Bezeichnung	Bestellnummer	Beschreibung
Handgriff	47111	autoklavierbar/ohne Klammern
Magazin	47114	10 Klammern
Hautklammerentferner	2889	



PEXT PREMIUM – Hautklammerentferner

STERIL

Einweg-Hautklammerentferner aus Plastik, mit Metallspitzen.

Anwendungsbereiche:

Pext Premium Hautklammerentferner auch für tiefer sitzende Klammern geeignet!

Packung: 6 Stück, einzeln steril verpackt. Einzelabgabe möglich!

Bestellnummer	
783101	



Einmal-Klammerentferner steril

STERIL

aus Metall, ohne farblicher Kennzeichnung.

Packung: 150 Stück, einzeln steril verpackt.

Länge	Bestellnummer	
ca. 10 cm	MEG781095	



NAHTMATERIAL

SILON monofilament – nicht resorbierbare Fäden

SILON monofilament ist ein nicht resorbierbares, synthetisches Nahtmaterial aus Polyamid – mit einer glatten, porenfreien Oberfläche. Der Faden besitzt eine sehr hohe Knotenreißkraft, ist gut zu knüpfen und eignet sich besonders für Hautnähte. Milde anfängliche Entzündungsreaktion auf Fremdkörper. Zwar wird der Faden nicht resorbiert, wie bei jedem Nahtmaterial aus Nylon kann die progressive Hydrolyse des Nahtmaterials im Laufe der Zeit jedoch zu einem schrittweisen Verlust seiner Zugfestigkeit führen.



Indikation:

Hautverschluss (z. B. intrakutan, subkutan), plastischrekonstruktive Chirurgie und Augenchirurgie.

Chemische Zusammensetzung: Polyamid 6 und 6/6 Nylon

Farbe: blau

DS: 3/8 Kreis, außen schneidende Nadel

Packung: 24 Stück einzeln steril verpackt; Einzelabgabe möglich.

Nadel	Bestellnummer	EP	USP	Länge
DS 10	SM 2251	0,5	7/0	45 cm
	SM 2252	0,7	6/0	45 cm
DS 12	4328	0,5	7/0	45 cm
	SM 2255	0,7	6/0	45 cm
	SM 2256	1	5/0	45 cm
	SM 2257	1,5	4/0	45 cm
DS 15	SM 2260	0,7	6/0	45 cm
	SM 2261	1	5/0	45 cm
	SM 2262	1,5	4/0	45 cm
	SM 2263	2	3/0	45 cm
DS 19	SM 2362	1,5	4/0	75 cm
	4332	0,7	6/0	45 cm
	SM 2266	1	5/0	45 cm
	SM 2367	1,5	4/0	45 cm
	SM 2368	2	3/0	45 cm
	SM 2369	3	2/0	45 cm
	SM 2366	1	5/0	75 cm
	SM 2267	1,5	4/0	75 cm
	SM 2268	2	3/0	75 cm
	SM 2269	3	2/0	75 cm
DS 25	SM 2372	1,5	4/0	45 cm
	SM 2373	2	3/0	45 cm
	SM 2374	3	2/0	45 cm
	SM 2375	1	5/0	75 cm
	SM 2273	1,5	4/0	75 cm
	SM 2270	2	3/0	75 cm
	SM 2271	3	2/0	75 cm
	SM 2272	3,5	0	75 cm
DS 30	SM 4324	1,5	4/0	45 cm
	SM 2384	3	2/0	45 cm
	SM 2385	3,5	0	45 cm
DS 30	4325	2	3/0	75 cm
	SM 2284	3	2/0	75 cm
	SM 2285	3,5	0	75 cm
	SM 4326	3	2/0	90 cm
	SM 4326	4	1	90 cm

Weitere Ausführungen, Größen und Längen sind auf Anfrage lieferbar!



Instrumente und Nahtmaterial



SILK – nicht resorbierbare Fäden

SILK ist ein natürliches und nicht resorbierbares, multifiles Nahtmaterial, das durch eine spezielle Technologie eine gewisse Steifheit erhält.

Dazu wird dem geflochtenen Nahtmaterial eine gezwirnte Seele aus demselben Material eingearbeitet. Die Seide wird durch Silikonisierung wasserabstoßend gemacht, um ihre ausgeprägte Kapillarwirkung zu verringern.

Silk zeichnet sich durch seinen konstanten Fadendurchmesser und seine hohe Zugfestigkeit aus. Die Vorteile des Nahtmaterials sind die extreme Geschmeidigkeit, die leichte Handhabbarkeit und die hervorragende Knotenfestigkeit.

Indikation:

Allgemeine Chirurgie, Magen-Darm-Trakt, Hautchirurgie, Oralchirurgie, Neurochirurgie und Ligaturen.

Chemische Zusammensetzung: Natürliche Seide, Beschichtung Silikon.

Farbe: blau

DS: 3/8 Kreis, außen schneidende Nadel

Packung: 24 Stück einzeln steril verpackt; Einzelabgabe möglich.

Nadel	Bestellnummer	EP	USP	Länge
DS 12	3313	1	5/0	45 cm
	3314	1,5	4/0	45 cm
DS 15	3320	1,5	4/0	45 cm
DS 19	3335	1,5	4/0	45 cm
	3336	2	3/0	75 cm
DS 25	3343	1,5	4/0	45 cm
	3344	2	3/0	45 cm
	3345	3	2/0	45 cm

Weitere Ausführungen, Größen und Längen sind auf Anfrage lieferbar!

Die Nadelkunde, ein Service der K.Ä.B. und Vitrex Medical A/S

Europäische Pharmakopöe

Die Veröffentlichung der Europäischen Pharmakopöe (Ph. Eur.) bewirkte eine Standardisierung von Fadensortierung und Stärkenbezeichnung für chirurgisches Nahtmaterial. Die „Ph. Eur.“ schreibt eine Dezimalsortierung und eine metrische Stärkenbezeichnung vor. Diese gibt den Fadendurchmesser in 1/10 mm an; so hat ein Faden der Stärke 3,5 einen Durchmesser von 0,35 mm.

Die folgende Stärkentabelle bietet einen Vergleich zwischen den metrischen und den USP-Stärkenbezeichnungen.

EP/Metrisch	USP	ø mm	Resorb. Monofilamente ø mm
0,2	10-0	0,020-0,029	
0,3	9-0	0,030-0,039	
0,4	8-0	0,040-0,049	
0,5	7-0	0,050-0,069	0,050-0,094
0,7	6-0	0,070-0,099	0,095-0,149
1	5-0	0,100-0,149	0,150-0,199
1,5	4-0	0,150-0,199	0,200-0,249
2	3-0	0,200-0,249	0,250-0,339
3	2-0	0,300-0,349	0,340-0,399
3,5	0	0,350-0,399	0,400-0,499
4	1	0,400-0,499	0,500-0,570
5	2	0,500-0,599	0,571-0,610
6	3+4	0,600-0,699	
7	5	0,700-0,799	
8	6	0,800-0,899	



CHIRLAC – resorbierbare Fäden

CHIRLAC ist ein mittelfristig resorbierbares, synthetisches, multifiles Nahtmaterial einer extrem hohen Zugfestigkeit, das aus dem Homopolymer der Hydroessigsäure (Glykolsäure) hergestellt wird.

Der Faden hat eine homogene Struktur und Oberfläche, wodurch er geringe Reibungseigenschaften aufweist und beim Verknoten nicht verrutscht.

Indikation:

Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie, Orthopädie, Ophthalmologie, Hautverschluss (z. B. intrakutan, subkutan), Ligaturen und Viszeralchirurgie.

Beschichtung: Glyconat

Art der Resorption: Hydrolyse

Reißfestigkeitsprofil:

MITTELFRISTIGE WUNDHEILUNG (28 – 35 Tage)

1 Tag 100 %

14 Tage 65 % - 75 %

21 Tage 45 % - 50 %

Massenresorptionsprofil: 80 - 90 Tage

HR: ½ Kreis, Rundkörpernadel

Farbe Faden: violett

Packung: 24 Stück einzeln steril verpackt; Einzelabgabe möglich.



Nadel	Bestellnummer	EP	USP	Länge
HR 10	PG0246	0,7	6/0	45 cm
	PG0248	1	5/0	75 cm
HR 13	PG0252	1	5/0	45 cm
	PG0253	1,5	4/0	45 cm
	PG0250	2	3/0	45 cm
	PG1251	0,7	6/0	75 cm
HR 18	PG0254	1	5/0	75 cm
	PG0255	1,5	4/0	75 cm
	PG0258	1,5	4/0	45 cm
	PG0259	2	3/0	45 cm
	PG0242	1	5/0	75 cm
	PG0256	1,5	4/0	75 cm
	PG0257	2	3/0	75 cm
HR 22	PG0260	3	2/0	75 cm
	PG0261	1,5	4/0	75 cm
	PG0262	2	3/0	75 cm
	PG0263	3	2/0	75 cm
HR 27	PG0255	1,5	4/0	45 cm
	PG0265	1,5	4/0	75 cm
	PG0266	2	3/0	75 cm
	PG0267	3	2/0	75 cm
	PG0268	3,5	0/0	75 cm
	PG0366	2	3/0	90 cm
HR 30	PG0367	3	2/0	90 cm
	PG0169	2	3/0	45 cm
	PG0269	2	3/0	75 cm
	PG0273	3	2/0	75 cm
	PG0274	3,5	0/0	75 cm
	PG1275	4	1/0	75 cm
	PG0371	3,5	0/0	90 cm

Weitere Ausführungen, Größen und Längen sind auf Anfrage lieferbar!



Instrumente und Nahtmaterial



CHIRLAC rapid – resorbierbare Fäden

CHIRLAC rapid ist ein kurzfristig resorbierbares, beschichtetes, synthetisches, multifiles Nahtmaterial aus Polyglykolsäure mit niedrigerem Molekulargewicht. Der progressive Verlust der Zugfestigkeit und die Resorption von Chirlac rapid erfolgt durch Hydrolyse, wobei das Polymer zu Glykolsäure abgebaut wird. Diese wird anschließend vom Körper resorbiert und verstoffwechselt. Die Resorption beginnt mit dem Verlust der Zugfestigkeit ohne merklichen Massenverlust.

Indikation:

Gynäkologie, Geburtshilfe (z. B. Episiotomien), Ophthalmologie (z.B. Konjunktiva), Odontologie (z. B. Mundschleimhaut), Pädiatrie, HNO, Hautverschluss (z. B. intrakutan, subkutan) und Ligatur.

Beschichtung: Polycaprolacton + Calciumstearat

Art der Resorption: Hydrolyse

Reißfestigkeitsprofil:

KURZFRISTIGE WUNDHEILUNG (12 Tage)

1 Tag 100 %

5 Tage 60 %

10-14 Tage 0 %

Massenresorptionsprofil: 42 Tage

DS: 3/8 Kreis, außen schneidende Nadel

Farbe: Faden ungefärbt

Packung: 24 Stück einzeln steril verpackt; Einzelabgabe möglich.

Nadel	Bestellnummer	EP	USP	Länge
DS 15	PQ1216	1,5	4/0	75 cm
	PQ1217	2	3/0	75 cm
DS 19	PQ0216	1,5	4/0	45 cm
	PQ1226	1,5	4/0	75 cm
	PQ1227	2	3/0	75 cm
DS 25	PQ0224	2	3/0	75 cm
	PQ0225	3	2/0	75 cm
DS 30	PQ0234	2	3/0	75 cm
	PQ0235	3	2/0	75 cm
	PQ0239	3	2/0	90 cm

Weitere Ausführungen, Größen und Längen sind auf Anfrage lieferbar!



HAUTKLEBER

EPIGLU® Kleben statt Nähen

Mit EPIGLU® können alle Schnitt-, Platz- und Operationswunden (unabhängig von der Länge) geklebt werden, die nicht mehr bluten, nicht infiziert und nicht älter als 6 Stunden sind. Besonders geeignet ist EPIGLU® auch für die Versorgung von Wunden, die durch Entfernungen von Hautläsionen oder Exzisionen (Basaliome, Naevi, Altersflecken, Keratosen, Xanthelasma, Warzen und vieles mehr) entstanden sind. EPIGLU® kann auch auf der Mundschleimhaut angewandt werden. Von der Versorgung großer Schürfwunden mit Wundkleber ist abzusehen! EPIGLU® ist schnell und einfach auf die adaptierten Wundränder aufzubringen. Härtet schnell aus und sichert auch Wundränder, die unter Spannung stehen. Jeder Packung liegen entsprechend der Packungsgröße Feindosierpipetten und Paletten bei.



EPIGLU® Einzelpackung

Enthält 1 Tube à 3 g, komplett mit Palette, 20 Pipetten und Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer

EPIGLU01

EPIGLU® Doppelpackung

Enthält 2 Tube à 3 g, komplett mit 4 Paletten, 40 Pipetten und Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer

EPIGLU02

EPIGLU® Sparpackung

Enthält 4 Tuben à 3 g
(jede Tube ist für mindestens 20 Wundbehandlungen ausreichend)
Komplett mit 7 Paletten, 80 Pipetten und Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer

EPIGLU04

EPIGLU® Single Dose

Für die Einmal-Anwendung in der Arztpraxis, der Ambulanz und dem Pflegebereich.
Packung: 10 Dosetten in Alubeutel á 0,3 ml Epiglu.

Bestellnummer

EPISDP1004




Dermabond

Hautkleber aus 2-Octyl-Cyanoacrylat, der einen unkomplizierten und sicheren Wundverschluss ermöglicht. Hautkleber und mikrobielle Barriere in einem. In allen Fachdisziplinen einsetzbar. Kein Verband erforderlich, daher Zeit- und Geldersparnis. Dem Patienten bringt Dermabond ein hervorragendes kosmetisches Ergebnis.
Packung: 12 Dermabond mini-Ampullen á 0,25 ml.

Bestellnummer

ADM 12



Instrumente und Nahtmaterial

PFLEGEHINWEISE

Pflegeanleitung – chirurgische Instrumente

Alle Instrumente sind entsprechend den Vorschriften ihrer Sterilisationsmethode zu behandeln. Achten Sie auf die Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes. Alle Instrumente sind sowohl mit chemischen bzw. thermodynamischen Verfahren sterilisierbar, sowohl mit Heißluft, wie auch in Autokaven etc.

Wichtig:

- Neue Instrumente müssen vor dem ersten Gebrauch durch Reinigung entfettet werden
- Benutzte Instrumente erst desinfizieren, dann reinigen, spülen, trocknen und sterilisieren
- Scharniere müssen gut gereinigt werden und nach Trocknung mit einem Pflegespray behandelt werden
- Schadhafte Instrumente vor der Sterilisation aussortieren, da auch bei Edelstahl Flugrost übertragen werden kann
- Instrumente nicht in Alkohol oder Desinfektionslösung aufbewahren

Vermeiden Sie unedle Metalle, die im Sterilisator auf Instrumente übergreifen können z.B. die Reinigung mit Drahtbürsten, oder gemeinsame Sterilisation mit verchromten Metallen. Die Aufbewahrung kann steril oder unsteril, z. B. in Trays vorgenommen werden. Zu beachten ist Feuchtigkeit weitmöglichst zu vermeiden. Grobe Verschmutzungen sind komplett zu entfernen.

Die meisten Instrumente mit Plastikaufsätzen sind problemlos zu sterilisieren. Eine Überprüfung der Gängigkeit ist etwa alle 50 Arbeitszyklen empfehlenswert. Instrumente mit Hartmetalleinsätzen haben bedeutend längere Lebenszeit. Eine schonende und zweckgebundene Behandlung der Instrumente verlängert die Lebensdauer.

Einmalinstrumente eignen sich in der Regel nicht für Sterilisationsmethoden. Im Bereich der Transplantationschirurgie werden spezielle Sterilisationsverfahren angewendet. Fragen sie im Zweifel bei uns nach.

Der Garantieanspruch erlischt bei unsachgemäßer Anwendung. Quelle: Wittex GmbH

